

Färbung	Klassifizierung	Verwendungszweck	Eigene Zweckbestimmung
HE- Färbung	A	Die Hämatoxylin- Eosin- Färbung ist eine histochemische Färbung und dient der Anfärbung von basophilen und acidophilen Strukturen in formalinfixiertem und paraffineingebettetem Gewebe.	Die Hämatoxylin- Eosin- Färbung ist eine histochemische Färbung und dient der Anfärbung von basophilen und acidophilen Strukturen in formalinfixiertem und paraffineingebettetem Gewebe und wird im automatisierten Färbeautomaten durchgeführt.
PAS- Färbung	A	Die PAS- Färbung ist eine histochemische Färbung und dient zum Anfärben von Kohlenhydraten wie Glykogen, Cellulose, neutrale Mukopolysaccharide, Muko- und Glykoproteinen, sowie Glykolipiden in formalinfixiertem und paraffineingebettetem Gewebe.	Die PAS- Färbung ist eine histochemische Färbung und dient zum Anfärben von Kohlenhydraten wie Glykogen, Cellulose, neutrale Mukopolysaccharide, Muko- und Glykoproteinen, sowie Glykolipiden in formalinfixiertem und paraffineingebettetem Gewebe und wird im automatisierten Färbeautomaten durchgeführt.
Eisennachweis nach der Berliner- Blau Methode	A	Die Berliner Blau Färbung ist eine histochemische Färbung und dient zum Nachweis von dreiwertigem Eisen und Hämosiderin in formalinfixiertem und paraffineingebettetem Gewebe.	Die Berliner Blau Färbung ist eine histochemische Färbung und dient zum Nachweis von dreiwertigem Eisen und Hämosiderin in formalinfixiertem und paraffineingebettetem Gewebe und wird im automatisierten Färbeautomaten durchgeführt.
Alcianblau	A	Die Färbung ist eine histochemische Färbung und ermöglicht den Nachweis saurer Mukosubstanzen ohne Unterscheidung von Karboxyl- und Sulfatgruppen. Sie wird an formalinfixiertem und paraffineingebettetem Gewebe durchgeführt.	Die Färbung ist eine histochemische Färbung und ermöglicht den Nachweis saurer Mukosubstanzen ohne Unterscheidung von Karboxyl- und Sulfatgruppen. Sie wird an formalinfixiertem und paraffineingebettetem Gewebe nachgewiesen und im automatisierten Färbeautomaten durchgeführt.

Elastica van Gieson Färbung	A	Hierbei handelt es sich um eine histochemische Färbung zum Nachweis von kollagenen und elastischen Fasern in formalinfixiertem und paraffineingebettetem Gewebe.	Hierbei handelt es sich um eine histochemische Färbung zum Nachweis von kollagenen und elastischen Fasern in formalinfixiertem und paraffineingebettetem Gewebe und wird im automatisierten Färbeautomaten durchgeführt.
Thioflavin-Färbung	A	Hierbei handelt es sich um eine fluoreszierende Färbung zum Nachweis von Amyloidablagerungen in formalinfixiertem und paraffineingebettetem Gewebe.	Hierbei handelt es sich um eine fluoreszierende Färbung zum Nachweis von Amyloidablagerungen in formalinfixiertem und paraffineingebettetem Gewebe und wird manuell von geschultem Laborpersonal durchgeführt.
Giemsa-Färbung	A	Hierbei handelt es sich um eine histochemische Färbung zur Darstellung von entzündliche Zellstrukturen vorrangig in Mastzellen in formalinfixiertem und paraffineingebettetem Gewebe.	Hierbei handelt es sich um eine histochemische Färbung zur Darstellung von entzündliche Zellstrukturen vorrangig in Mastzellen in formalinfixiertem und paraffineingebettetem Gewebe und wird manuell von geschultem Laborpersonal durchgeführt.
Ziehl- Neelsen- Färbung	A	Hierbei handelt es sich um eine histochemische Färbung zum Nachweis von säurefesten Bakterien im formalinfixierten und paraffineingebettetem Gewebe.	Hierbei handelt es sich um eine histochemische Färbung zum Nachweis von säurefesten Bakterien im formalinfixierten und paraffineingebettetem Gewebe und wird manuell von geschultem Laborpersonal durchgeführt.